

# Pistol de masaj Fabulo Vibe





## Date tehnice:

- 1 Atașament cap interschimbabil
- 2 Baterie reîncărcabilă LG lithium-ion încorporată
- 3 Motor silențios, cu cuplu ridicat, fără emisii de carbon
- 4 Comutator de alimentare și buton de setare a vitezei
- 5 Indicator LED de stare a bateriei
- 6 Port de încărcare
- 7 Încărcător

## Accesorii interschimbabile pentru cap



## TRANSPORT

- Porniți dispozitivul prin glisarea comutatorului de pe partea inferioară a bateriei în poziția ON.
-  Cu comutatorul în poziția ON, o apăsare a butonului va comuta dispozitivul la primul nivel de intensitate. Utilizați butonul "+" pentru a crește treptat intensitatea, utilizați butonul "-" pentru a reduce treptat intensitatea.
-  Opriți vibrațiile dispozitivului apăsând butonul , opriți dispozitivul glisând comutatorul în poziția OFF.

## RECRUTARE

- Este nevoie de șase ore pentru încărcarea completă a bateriei înainte de prima utilizare.
- Pentru încărcare, conectați convertorul AC/DC la o priză, asigurați-vă că indicatorul LED de alimentare este aprins, conectați capătul DC (DC) al cablului lateral la portul de încărcare.
- Bateria poate fi încărcată în orice moment și la orice nivel de încărcare.
- Nu este recomandat să descărcați complet bateria până la nivelul LED-ului roșu.
- Din motive de siguranță, nu veți putea să porniți dispozitivul în timp ce acesta se încarcă.
- Durata medie de funcționare este de 5 - 7 ore, în funcție de viteza și nivelul de presiune aplicate în timpul utilizării.

## ÎNȚREȚINERE, CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

- Pentru a curăța aparatul, utilizați un prosop ușor umed și uscați-l cu o cârpă moale.
- Când depozitați sau călătoriți, scoateți bateria și depozitați-o în cutia de carton furnizată.

- Nu utilizați alcool sau detergenți care conțin alcool pentru a șterge acest produs.
- O cantitate mică de detergent neutru poate fi utilizată pentru a șterge produsul, iar în echipament nu trebuie să intre niciun lichid

## CONTRAINDICAȚIE

**V RUG M S NU UTILIZA I FABULO VIBE SAU ORICE ALT DISPOZITIV CU VIBRA II ÎNAINTE DE A OB ÎNE O RECOMANDARE DIN PARTEA MEDICULUI DUMNEAVOASTR DAC VI SE APLIC ORICARE DINTRE URM TOARELE SITUA II:**

Sarcina, diabetul zaharat cu complicații precum neuropatia sau afectarea retinei, implantul unui stimulator cardiac, intervenții chirurgicale recente, epilepsie și migrenă, hernie de disc, spondilolisteză, spondiloliză sau spondiloză, înlocuirea recentă a articulațiilor sau a dispozitivului intrauterin, crampoane sau plăci metalice sau orice preocupări legate de sănătatea dumneavoastră fizică.

Persoanele fragile și copiii trebuie să fie însoțiți de un adult atunci când utilizează orice aparat vibrator. Aceste contraindicații nu înseamnă că nu puteți utiliza un aparat de vibrații sau de exerciții, dar vă recomandăm să consultați mai întâi un medic.

Există cercetări în curs privind efectele exercițiilor cu vibrații asupra unor afecțiuni specifice. Acest lucru va duce probabil la o scurtare a listei de contraindicații enumerate mai sus. Experiența practică arată că integrarea exercițiilor de vibrații în procesul de tratament al framesis este recomandată în multe cazuri. Aceasta trebuie făcută la sfatul unui medic și însoțită de un medic, specialist sau fizioterapeut.

## EXONERARE DE RĂSPUNDERE



### ALERTĂ ȘI AVERTIZARE

NU vă scufundați în apă. Țineți departe de lichide sau surse de căldură. Protejați orificiile de ventilație de praf și murdărie.

NU scoateți șuruburile și NU încercați să dezasamblați dispozitivul.

NU operați continuu mai mult de o oră. Lăsați unitatea să se odihnească timp de 30 de minute înainte de a o utiliza din nou.

După încărcare sau înainte de utilizare, deconectați încărcătorul de la bateria instrumentului.

Numai pentru uzul adulților. Nu utilizați dacă sunteți rănit. Consultați medicul înainte de a utiliza acest produs.



### INSTRUC IUNI DE SIGURAN

**PERICOL: PENTRU A REDUCE RISCUL DE OC ELECTRIC, INCENDIU I V T MARE A PERSONALULUI, ACEST PRODUS TREBUIE UTILIZAT ÎN CONFORMITATE CU URM TOARELE INSTRUC IUNI:**

- Numai pentru uzul adulților.
- Nu lăsați acest dispozitiv la îndemâna copiilor sau depozitați-l unde copiii nu pot ajunge la el.
- Acest dispozitiv nu este alimentar. Vă rugăm să nu introduceți atașamentul pentru cap sau oricare dintre părțile sale în gură.
- Dacă doriți, utilizați numai pe țesuturile moi ale corpului. Nu utilizați pe cap sau pe zonele dure sau osoase ale corpului.
- Nu utilizați acest dispozitiv pe următoarele părți ale corpului: organele genitale, fața, ochii, rănilor chirurgicale, orice tip de parte infectată, pielea infectată sau deteriorată, oasele și articulațiile rănite.
- APLICAȚI numai pe o suprafață uscată și curată a corpului, peste haine, prin apăsare ușoară și deplasare pe corp timp de aproximativ 60 de secunde în fiecare loc.
- În caz de durere sau alt disconfort, opriți imediat utilizarea.
- Utilizați numai accesoriile pentru cap furnizate de Fabulo și folosiți-le pe partea corespunzătoare a corpului.
- Indiferent de setarea controlului sau de presiunea utilizată, pot apărea vânătăi. Verificați frecvent zonele tratate și opriți-vă imediat la primul semn de durere sau disconfort.
- Țineți degetele, părul sau orice alte părți ale corpului departe de arbore și de partea din spate a capului, deoarece se pot produce ciupituri.
- Nu introduceți niciun obiect în orificiile de aerisire ale Fabulo.
- Încărcați numai cu încărcătorul Fabulo 26 V DC furnizat.
- Nu falsificați sau modificați unitatea, inverterul sau fișa.
- Nu lăsați niciodată nesupravegheat aparatul de masaj vibrator Fabulo în uz sau pe încărcător.